

schülke -t



Concentré stérile, sous forme de poudre, à base d'oxygène actif, pour la désinfection des surfaces en salles propres

perform® sterile concentrate OXY

Principales caractéristiques :

- Sporicide
- Excellente matério-compatibilité
- Stérile (gamma irradié)
- Sachet pratique à usage unique
- Sans colore
- Test d'efficacité: respect des normes EN

Applications

Désinfection des surfaces, des équipements, du matériel des salles propres et des zones à atmosphère contrôlée. Plus particulièrement indiqué pour les salles propres de classe A et B, conformément aux recommandations suivantes :

- EU Guide to Good Manufacturing Practice for medicinal products ; Annex 1 : Manufacture of sterile medicinal products, 2003.
- Manufacturing Chemists' Association (MCA) « Rules and Guidelines for pharmaceutical manufacturers and distributors », 2003 ; Annex 1, Manufacture of sterile medicinal products.
- FDA Draft Guidance for Industry : Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing, US Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, August 2003.

Mode d'emploi

Pour préparer la solution active, remplir un bac ou un seau avec le volume d'eau approprié (aussi tiède que possible), verser la poudre concentrée et remuer délicatement.

Exemple :

1 sachet (40g) pour 4 l d'eau = solution à 1 %

Appliquer la solution à la concentration choisie sur les surfaces à

désinfecter à l'aide de lingettes humidifiées ou d'un balai laveur. Assurez-vous que l'ensemble des surfaces à désinfecter soient traitées. Rincer le matériel de désinfection à l'eau.

Pour éviter l'accumulation de résidus sur les surfaces traitées, une humidification résiduelle minimum est conseillée après le second passage.

Les composés actifs contenus dans la solution sont garantis stable tout au long d'une journée d'utilisation.

Si la solution devient impropre à l'utilisation, remplacez-la si besoin.

Activité antimicrobienne

Bactéricide, fongicide, sporicide et virucide (BVDV, Vaccinia),

Rapidité d'action

Bactéricide	1 % (10 g/l)	5 Min.
Fongicide	1 % (10 g/l)	60 Min.
Sporicide	1 % (10 g/l)	2 Std.
Virucide (BVDV, Vaccinia)	0,5 % (5 g/l)	5 Min.



Testé selon les normes EN 1276, EN 1650, EN 13697

Composition pour 100 g de produit :

45 g de Pentapotassium bis (monosulfate de peroxyde) bis (sulfate).

Etiquetage conforme à la réglementation EU No. 648/2004 :

5 - 15 % de tensio-actifs anioniques, < 5 % de tensio-actifs non ioniques, < 5 % de savon, < 5 % de phosphonate, parfum.

perform® sterile concentrate OXY

Propriétés physico-chimiques:

Concentré:

Apparence: poudre blanche
Masse volumique: environ 775g/l
Odeur: agréable
Stabilité: 5°C < à la température ambiante

Solution dilué:

Apparence: incolore
pH: environ 4
Odeur: agréable

Structure Chimique:

Le concentré sous forme de poudre contient un dépôt d'oxygène actif (peroxymonosulfate de potassium) qui libère la substance active après dissolution dans l'eau.

Etiquetage selon les directives CE

Xi : irritant

R 36/38 : Irritant pour les yeux et la peau

S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste

S28 : Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau

Autres Informations:

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. (this sentence replaces: Utiliser ce désinfectant avec précaution. Se reporter à l'étiquetage et aux informations produit avant toute utilisation).

Entreposer dans le conditionnement d'origine à température ambiante.

Emballage stérile avec indicateur d'irradiation. Conditionnement de 5 sachets à emballage double.

Lors de l'utilisation, le port de gants en caoutchouc butyl est recommandé.

Format de livraison/ Unité de vente

Taille	Unité de vente	Art. N°
Sachet de 40 g (jeweils 5 Beutel doppelt umverpackt)	50 sachets de 40 g	122351

Informations relatives à l'environnement

Schülke innove avec des produits sûrs, économiques et respectueux de l'environnement tout en gardant des standards de qualité élevés.

Avis d'experts et informations

Une revue de la littérature et des avis d'expert au sujet de perform® sterile concentrate OXY sont disponibles sur le site internet www.schuelke.com.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Schülke France au : +33 1 44 11 00 81.



Schülke & Mayr GmbH est certifié selon DIN EN ISO 9001 et DIN EN ISO 13485 (Reg.-Nr. 004567 MP23) et dispose d'un système de gestion environnementale validé selon la directive Öko-Audit (Reg.-Nr. DE-S-150 00003).

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt
Telefon 040 / 521 00-0
Telefax 040 / 521 00-247
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

S&M France
10, rue Cognacq-Jay
75341 Paris Cedex 07
Phone +33-1-44-11 00-81
Fax +33-1-44-11 02-41
smfrance.info@airliquide.com

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
CH-8003 Zürich
Phone +41-44-466 55 44
Fax +41-44-466 55 33
mail.ch@schuelke.com